

Patiëntinformatie voor onderzoek op MRSA

Uw huisarts wil screenings-
onderzoek op Methicilline-
resistente *Stafylococcus aureus*
(MRSA) laten uitvoeren.

Het Streeklab Haarlem voert dit onderzoek uit.

In deze envelop vindt u alles voor dit onderzoek.

Streeklab Haarlem
tel.: 023-5307800
info@streeklabhaarlem.nl

www.streeklabhaarlem.nl

Inhoud

Drie buisjes met roze dop en drie wattenstaafjes



Absorptievel



Plastic zakje



Verzending

Let op: verstuur de envelop op dezelfde dag dat u het materiaal heeft afgenomen.

Aan de voorkant van de envelop zit een adreskaartje. Controleer of het adres van het Streeklab Haarlem goed zichtbaar is. Zo niet, haal het kaartje uit de envelop, draai het om en stop het terug in het venster.

Doe de envelop vervolgens in een PostNL-brievenbus of breng deze naar een PostNL-vestiging.

Voor de verzending naar het Streeklab Haarlem betaalt u niets.

Wilt u de envelop zelf afgeven?

Dan kunt u dat doen bij:

- Het Streeklab Haarlem, Boerhaavelaan 26 in Haarlem, tijdens kantooruren of buiten kantooruren in de brievenbus met opschrift 'materiaal'
- Het Spaarne Gasthuis, Haarlem-Noord en Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid en Rode Kruis Ziekenhuis. Op deze locaties vindt u in de centrale hal een brievenbus met het Streeklab Haarlem-logo. U kunt de envelop daar deponeren.

Wat kost laboratoriumonderzoek?

Op onze website www.streeklabhaarlem.nl vindt u onder 'patiënten' de tarievenlijst. Deze tarieven zijn een indicatie omdat zij per zorgverzekeraar kunnen verschillen. Voor laboratoriumonderzoek geldt het eigen risico.

Heeft u vragen?

Voor vragen over de uitslag van het laboratoriumonderzoek belt u met uw eigen (huis)arts. De uitslagen zijn meestal na 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum waarop het monster op het Streeklab Haarlem ontvangen is, bekend.

Voor vragen over de factuur voor het laboratoriumonderzoek belt u tijdens kantooruren met de financiële administratie via 023-5307802.

Mailen kan ook naar finadmin@streeklabhaarlem.nl

Voor overige vragen belt u met het Streeklab Haarlem, 023-5307800 of mailt u naar info@streeklabhaarlem.nl

www.streeklabhaarlem.nl

Instructie voor het afnemen van materiaal

Was eerst goed uw handen. Volg daarna de instructies hieronder goed op.

1. Open de verpakking waar het wattenstaafje in zit.



2. Schrijf op ieder busje duidelijk uw naam, geboortedatum en de afnameplaats van het uitstrijkje (dus één busje voor de neusuitstrijk, één voor de keel- en één voor de perineumuitstrijk).

3. Neem het wattenstaafje tussen duim en wijsvinger. Raak het wattenuiteinde niet aan.



Neusuitstrijk

Strijk het wattenstaafje 3x stevig langs de binnenzijde van beide neusvleugels.



4. Gebruik voor elke afname een ander wattenstaafje. Neem één voor één een uitstrijk van neus, keel en perineum (de huid rondom de anus tussen de billen).

Let op dat het wattenuiteinde alleen de plek waar u een uitstrijkje moet afnemen raakt.

5. Draai het dopje van het busje voorzichtig los. Houdt het busje rechtop zodat u geen vloeistof uit het busje morst.



6. Plaats het wattenstaafje met het wattenuiteinde in de vloeistof in het daarbij behorende busje.



Keeluitstrijk


Strijk het wattenstaafje tegen de keelamandelen.



7. Breek het staafje bij de breuklijn af. Het gedeelte van het staafje met daaraan het wattenuiteinde blijft in de vloeistof in het busje.



8. Draai de dop goed op het busje. Controleer of het busje niet lekt.



9. Noteer de afname datum op het formulier dat uw (huis)arts u heeft meegegeven.

Gooi het restant van het staafje weg.

Perineumuitstrijk

Strijk het wattenstaafje over de huid rondom de anus (tussen de billen).

Wat moet u doen nadat de busjes gevuld zijn?

Vul de verzendenvolp als volgt:

1. Stop de busjes samen met het absorptievel in het plastic zakje. Dit is belangrijk, omdat het absorptievel vocht opneemt als de busjes lekken.



2. Sluit het plastic zakje door de plakstrip te verwijderen en de plakrand goed dicht te drukken.



3. Stop het dicht geplakte plastic zakje samen met het formulier dat uw (huis)arts u heeft meegegeven in de envelop. Kijk op de achterzijde van deze folder voor de verzending.

