

Patiëntinformatie urine-onderzoek

Uw huisarts wil onderzoek
op urine laten uitvoeren.

Het Streeklab Haarlem voert dit onderzoek uit.

In deze envelop vindt u alles voor dit onderzoek.

Streeklab Haarlem
tel.: 023-5307800
info@streeklabhaarlem.nl

www.streeklabhaarlem.nl

Inhoud

Buisje met groene dop



LET OP: niet openen!

Rietje met geel kapje



LET OP: er zit een naald
in het gele kapje, raak deze niet aan.

Absorptievel



Plastic zakje



Verzending

Let op: verstuur de envelop op dezelfde dag dat u het materiaal heeft afgenomen.

Aan de voorkant van de envelop zit een adreskaartje. Controleer of het adres van het Streeklab Haarlem goed zichtbaar is. Zo niet, haal het kaartje uit de envelop, draai het om en stop het terug in het venster.

Doe de envelop vervolgens in een PostNL-brievenbus of breng deze naar een PostNL-vestiging.

Voor de verzending naar het Streeklab Haarlem betaalt u niets.

Wilt u de envelop zelf afgeven?

Dan kunt u dat doen bij:

- Het Streeklab Haarlem, Boerhaavelaan 26 in Haarlem, tijdens kantooruren of buiten kantooruren in de brievenbus met opschrift 'materiaal'
- Het Spaarne Gasthuis, Haarlem-Noord en Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid en Rode Kruis Ziekenhuis. Op deze locaties vindt u in de centrale hal een brievenbus met het Streeklab Haarlem-logo. U kunt de envelop daar deponeren.

Wat kost laboratoriumonderzoek?

Op onze website www.streeklabhaarlem.nl vindt u onder 'patiënten' de tarievenlijst. Deze tarieven zijn een indicatie omdat zij per zorgverzekeraar kunnen verschillen. Voor laboratoriumonderzoek geldt het eigen risico.

Heeft u vragen?

Voor vragen over de uitslag van het laboratoriumonderzoek belt u met uw eigen (huis)arts. De uitslagen zijn meestal na 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum waarop het monster op het Streeklab Haarlem ontvangen is, bekend.

Voor vragen over de factuur voor het laboratoriumonderzoek belt u tijdens kantoor tijden met de financiële administratie via 023-5307802.

Mailen kan ook naar finadmin@streeklabhaarlem.nl

Voor overige vragen belt u met het Streeklab Haarlem, 023-5307800 of mailt u naar info@streeklabhaarlem.nl

www.streeklabhaarlem.nl

Hoe verzamel ik mijn urine?

Voor dit onderzoek is (bij voorkeur) ochtendurine nodig.

1. Schrijf uw naam en geboortedatum duidelijk op het buisje met groene dop. Schrijf de datum van afname op het formulier dat uw (huis)arts u heeft meegegeven.
2. Laat de dop altijd op het groene buisje zitten.
3. Was uw handen.
4. Draai het deksel van het verzamelpotje. Heeft u geen verzamelpotje ontvangen? Neem dan een ander schoon potje of gebruik een schoon plastic wegwerpbekertje.

Afname bij de vrouw:

- Was de schaamstreek (dus de omgeving en de binnenkant van de schaamlippen) goed met een schoon washandje.
- Spreid met de vingers de schaamlippen, zodat de urine niet langs de huid kan lopen.
- Laat het eerste deel van de urine weglopen.
- Vang daarna de urine op in het potje of bekertje.



Afname bij de man:

- Was de penis (voorhuid teruggetrokken houden) met een schoon washandje.
- Houd de voorhuid teruggetrokken.
- Verzamelt u urine (ook) voor SOA-onderzoek? Vang dan de eerste straal van de urine op. Voor overig urineonderzoek laat u het eerste deel van de urine weglopen.
- Vang de urine, zo nodig gescheiden, op in een potje of bekertje.



Hoe vul ik het buisje?

1.

Steek het rietje met het gele kapje in de urine.



LET OP:

Er zit een scherpe naald in het gele kapje, deze niet aanraken.

2.

Als het rietje met het gele kapje in de urine zit, drukt u het buisje met de groene dop stevig in het gele kapje van het rietje. De buis vult zich dan vanzelf met urine.



3.

Trek het buisje dan uit het gele kapje. Schud het buisje met de groene dop tot 10 keer rustig heen en weer.



4.

Gooi de rest van de urine weg in het toilet. Het potje of bekertje en het rietje met het gele kapje kunt u weggooien bij het huishoudelijk afval.

Wat moet u doen nadat het buisje gevuld is?

Vul de verzendenvolp als volgt:

1. Stop het buisje samen met het absorptievel in het plastic zakje. Dit is belangrijk, omdat het absorptievel vocht opneemt als het buisje lekt.



2. Sluit het plastic zakje door de plakstrip te verwijderen en de plakrand goed dicht te drukken.



3. Stop het dicht geplakte plastic zakje samen met het formulier dat uw (huis)arts u heeft meegegeven in de envelop. Kijk op de achterzijde van deze folder voor de verzending.

